



2Brand



## Mergi la sigur cu SimPlant!

3 pași simpli pentru a oferi  
pacienților zâmbetul dorit!

### Aflați cum puteți asigura pacienților:

- ✓ O rata de succes a operației de implant de peste 95%
- ✓ O recuperare post-operatorie mai rapidă, comparativ cu procedura clasică
- ✓ Posibilitatea de protezare imediată

Pentru mai multe informații despre soluțiile SimPlant,  
accesați site-ul  
[www.implantpro.ro](http://www.implantpro.ro)

Pentru mai multe informații despre cum puteți beneficia de soluțiile SimPlant, vă invităm să contactați DentalView, unic distribuitor în România al mărcii SimPlant.

Adresa: Șos. Mihai Bravu 223, sector 3, București  
Telefon: 0372.738.888  
Fax: 0372.870.809  
E-mail: [office@implantpro.ro](mailto:office@implantpro.ro)  
[www.implantpro.ro](http://www.implantpro.ro)

Pentru servicii complete de radiografie și tomografie dentară 3D, vă invităm să contactați centrul de imagistică dentară DentalView.

DentalView, Piața Muncii  
Adresa: Șos. Mihai Bravu 223, sector 3, București  
Telefon: 0372.738.888  
Fax: 0372.870.809

DentalView, Aviatorilor  
Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 29, sector 1, București  
Telefon: 0318.210.140  
Fax: 0318.210.141


E-mail: [office@dentalview.ro](mailto:office@dentalview.ro)  
[www.dentalview.ro](http://www.dentalview.ro)

SimPlant este soluția completă pentru realizarea în condiții de maximă siguranță și confort a tratamentelor implanto-protetice. SimPlant acoperă toate etapele de tratament, de la analiza cazului, la planificarea și simularea 3D a tratamentului, până la efectuarea operației cu ajutorul sistemului revoluționar de ghidaj chirurgical - SurgiGuide.

 **DentalView**  
High Tech Dentistry

 **Materialise**  
Dental

Există o serie de întrebări al căror răspuns este determinant în alegerea tratamentului optim:



Câte implanturi sunt necesare?

Este nevoie de adiție de os pentru inserarea implantului?

Este necesară efectuarea de sinus lifting?

Există alte probleme de tipul dinților incluși, chisturilor etc. care pot influența planul de tratament?

Răspunsurile complete la aceste întrebări le puteți avea doar în baza unei analize detaliate a tomografiei computerizate (CT) a pacientului. În urma acestei analize, puteți determina cu exactitate poziția nervului alveolar față de structurile anatomice, densitatea osoasă în zona de interes, grosimea crestei alveolare etc.

Având toate informațiile necesare, puteți începe planificarea propriu-zisă a tratamentului de implant dentar.


Planificarea unui tratament de implant dentar este acum mult mai simplă!

Puteți realiza planul de tratament dorit fie cu ajutorul celei mai performante soluții software din domeniu - SimPlant Planner, fie puteți opta pentru serviciul de simulare de implant asigurat de specialiștii centrului de imagistică dentară DentalView - unic distribuitor în România al marcii SimPlant.



### SimPlant Planner

Oferă suportul necesar în alegerea optimă a dimensiunii, tipului de implant și vă permite realizarea simulării de implant. Pune la dispoziție o librărie completă cu toate tipurile de implant existente la ora actuală pe piață.



### Serviciul de simulare de implant

Pe baza rezultatelor tomografiei 3D, dar și a indicațiilor dvs., specialiștii de la DentalView pregătesc simularea de implant și vă pot oferi consultanță în alegerea ghidului chirurgical potrivit. Optând pentru acest serviciu, beneficiați GRATUIT de aplicația SimPlant Viewer care vă permite vizualizarea simulării de implant realizate de specialiștii de la DentalView.

Cum puteți să vă asigurați că operația va decurge în totalitate conform planului de tratament stabilit?

Răspunsul este simplu: utilizând sistemul revoluționar de ghidaj chirurgical - SurgiGuide.

Ghidul chirurgical SurgiGuide are ca rol transpunerea cu fidelitate a planului de tratament în procedura de operație propriu-zisă. Acest lucru este posibil datorită faptului că ghidul chirurgical corespunde perfect structurii anatomice a fiecărui pacient, calitate garantată de utilizarea în procesul de fabricație atât a modelului virtual 3D, cât și a amprenteii dentare.



- ✓ Ghidul chirurgical SurgiGuide previne în proporție de peste 95% apariția complicațiilor, în timpul sau după operație.
- ✓ Utilizarea ghidului chirurgical SurgiGuide reduce până la jumătate durata medie a unei operații de implant.

În funcție de specificul fiecărui caz, ghidul chirurgical poate fi realizat astfel încât să poată fi fixat pe structura osoasă, mucoasă sau dinți.